



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Pastillero semanal 4 tomas

H9830

<http://www.ayudasdinamicas.com/pastillero-semanal-4-tomas/>



Descripción

Contiene siete pastillero diarios en una bandeja de almacenamiento con cierre por presión. Se puede llenar con toda la medicación de una semana entera, y ofrece la posibilidad de llevarse la medicación de uno o más días gracias a su sistema de extracción por días.

1. Sostenga la bandeja con una mano. Con la otra mano empuje el pastillero por el hueco que hay en la parte trasera de la bandeja.
2. Para volverlo a colocar, sostenga el pastillero con las letras hacia arriba. Inserte primero la parte superior (extremo de la mañana) y apriete hacia abajo hasta que oiga el sonido de encaje con la bandeja.

