

El dispositivo de desinfección UV-C limpia eficazmente los smartphones, etc. Información sobre la caja de desinfección de LUCARE IBERICA UV-C



广微测
Guangwei Testing

MA
CNAS

GUANGDONG DETECTION CENTER OF MICROBIOLOGY

REPORT FOR ANALYSIS

Report No. _____

Name of Sample UV Sterilizer Box

Applicant CO.,LTD.

Test Type _____

Address: Building 66, No.100 Central Xian Lie Road, Guangzhou, China
Postcode: 510070
Tel: +86 20 87137666
Fax: +86 20 87137668
Website: www.gddem.com

Page 1 of 4
Page 2 of 4
Page 3 of 4

Número de artículo: XXXXX

Descripción del producto:

- > Desinfección con UV-C de longitud de onda 253,7 nm
- > Desinfección: 3W
- > Tiempo de desinfección: 8 minutos
- > Función de carga inalámbrica: 10W (máximo)
- > Tamaño del producto: 21.7 cm * 12.5 cm * 5.8 cm (largo x ancho x alto)
- > Suministro de energía: 5V (DC), 4A 9V (DC) 2A a través del cable USB-C suministrado (fuente de alimentación disponible opcionalmente)